
Manip 1 : Écoulement de Torricelli

But : Mesurer la vitesse de vidange d'un tube

Référence : Poly TP microcontrôleurs

Acquisition à l'Arduino de la hauteur d'eau dans le tube au cours d'une vidange. Ajustement de $\sqrt{h} = f(t)$

/! \ On a eu des problèmes avec l'Arduino (on n'arrivait pas à téléverser le code dessus depuis l'ordi) car le type d'Arduino était mal-renseigné dans le logiciel donc bien vérifier que le type renseigné est Arduino Uno!



Q: Quelle est la hauteur qu'on mesure ?

Le télémètre mesure le temps d'aller-retour jusqu'à la surface de l'eau, donc la distance jusqu'à la surface. Dans la loi de Torricelli, cependant, c'est la hauteur de colonne qui intervient! Il faut clarifier ce qui est étudié...

Q: Lien entre l'évolution de la hauteur d'eau dans le tube et une vitesse ? On peut retrouver la vitesse d'écoulement en bas du tube à partir de la dérivation numérique de la hauteur de colonne.

Q: Comment calculer la vitesse de l'interface eau/air ?

On fait une dérivation numérique de la distance au cours du temps.