

Manip Qualitative : Montrer le phénomène d'interférences

Référence: Poly de TP - Série 2 - Interférences + Sextant





Protocole expérimental

- Mise en place de la fente réglable devant la lampe QI (+ condenseur)
- Mise en place du filtre anti-thermique pour protéger les éléments optiques suivants (notamment le filtre coloré)
- Mise en place de la lentille convergente (f'=20cm) de manière à concentrer la lumière issue de la fente réglable sur les bifentes (cherche l'endroit où l'image est nette et la plus concentrée par un écran puis placer les bifentes à cette position).
- Réglage de la fente devant la lampe afin de voir les interférences en lumière blanche sur l'écran. Attention cela se brouille vite quand on s'éloigne de l'axe optique
- (Insertion du filtre coloré (λ = 592 nm) pour éviter le brouillage et l'irisation des franges en lumière blanche)
- · Observation des franges

Exploitation de résultats

- Mesure de 3 interfranges (3i sur le schéma) (en lumière verte)
- Mesure de la distance entre les fentes et l'écran (D sur le schéma)
- Utilisation d'un code python pour faire le calcul de a et les incertitudes associées
- Explication de l'origine de chaque incertitude
- Comparaison entre la valeur mesurée et la valeur du constructeur (calcul du z-score)

Manip 1 : Mesurer distance entre fentes par interférométrie

Référence: Poly de TP - Série 2 - Interférences + Sextant

- Utiliser un Laser (sans lentilles)
- Cacher les 2 bifentes non utilisés par un scotch noir
- Par la caméra on voit rien sur "CCDcameraApp" car c'est saturé. On ajoute donc une masse devant la caméra
- Tutoriel CCDCamera est dans CR diffraction
- On exporte les données vers QtiPlot
- Identifier les interfranges et calculer *a* par Python






























$$\lambda = 633 \text{ nm}$$
 $D = 83 \text{ cm}$
 $i = 1,95$